

Wie Sie Ihre Omnipod 5 Daten hochladen




Die Daten Ihrer Pumpe können Sie über die Glooko App herunterladen. Folgen Sie dazu dieser Anleitung.:


1. Öffnen Sie die Glooko App auf Ihrem Computer. Der Download der Dateien ist über Ihr Handy **nicht** möglich.
2. Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten an.



3. Klicken Sie auf «CSV-Dateien exportieren»



4. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus. Standardmäßig ist der Zeitraum auf 2 Wochen eingestellt. Wählen Sie stattdessen bitte „**Benutzerdefinierter Zeitraum**“ aus und geben Sie die Dauer Ihres letzten Menstruationszyklus als Zeitraum ein.



6. Speichern Sie die CSV-Datei auf Ihrem Computer
7. Im Hauptmenü wählen Sie anschliessend **PDF-Bericht erstellen** und legen den benutzerdefinierten Zeitraum fest.



7. Wählen Sie die folgenden Ansichten für den Download an: Täglicher Überblick, Tagesanalyse, Kalender und Geräte
8. Speichern Sie die PDF-Datei auf Ihrem Computer und laden Sie sie und die CSV-Datei über den von uns bereitgestellten sicheren Link hoch.